


Инструкция по использованию маски DR.PLAST

Инструкция по применению:

Вскройте упаковку, выньте изделие из упаковки, приложите маску к лицу, закрепите за уши резиновые петли, по контуру носа согните маску, расправьте для удобства, чтобы маска плотно закрывала рот и нос. Дышите размеренно, адаптация дыхания займет 5-10 минут.



Правила ухода за маской:



ПОСЛЕ КАЖДОЙ СМЕНЫ
ОБРАБОТАТЬ МАСКУ
АНТИСЕПТИКОМ



НЕ УТЮЖИТЬ



НЕ СТИРАТЬ

Срок службы:

Маска DR.PLAST предназначена до 20 смен ношения. Смена ношения 6 - 8 часов непрерывного использования.

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАСКУ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ